

PB 325 LOW




Das Pflegebett PB 325 Low wurde im Hinblick auf maximalen Komfort und Sicherheit für Patienten und Pflegepersonal entwickelt. Eines der Schlüsselemente dieser innovativen Lösung ist die niedrige Position des Bettes, die das Sturzrisiko deutlich minimiert und so die Sicherheit des Benutzers erhöht. Ein zusätzlicher Vorteil dieses Modells ist die Möglichkeit der Nachrüstung mit Holzhauben.



Bild: PB 325 LOW mit Holzhauben, Holzdekor: Buche.

PB 325 LOW



PB 325 LOW mit Metallstreifen

PRODUKTDETAILS:

- | | |
|---|---|
| 1. Zulässige Arbeitslast 200 kg | 4. Antriebssystem Linak |
| 2. Handschalter mit Blockade einzelner Funktionen | 5. Zusätzliche Regulation durch Rastomat (Option) |
| 3. Laufrollen mit Bremse | 6. Holzhaube (Option) |

OPTIONEN:

Liegefläche mit Metallstreifen • Längenänderung von Liegefläche • Trendelenburg-Funktion

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Sichere Arbeitslast: | 200,0 kg |
| Maximales Nutzergewicht: | 165,0 kg |
| Höhenverstellung: | von 23 bis 63 cm |
| Kopfteilverstellung: | 0 ÷ 70° |
| Fußteilverstellung: | 0 ÷ 20° |
| Außenmaße (L x B): | 214 x 101 cm |
| Unterfahrbarkeit: | ca. 8 cm |
| Gesamtgewicht: | 85,6 kg |
| Laufrollen: | 100 mm mit Bremse |

FUNKTIONEN:

